

FICHA TÉCNICA

Analizador de bioquímica semiautomático URIT-880



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Descripción

Operación sencilla con pantalla táctil colorida de 7 pulgadas;

Software sofisticado, gran capacidad de memoria;

Filtro de alta calidad y sistema óptico de cierre;

Diseño de mantenimiento conveniente;

8 posiciones de incubación

Características

Sistema óptico de cierre de alta calidad

Fácil manejo con pantalla táctil a color de 7 pulgadas

Diseño de mantenimiento conveniente

Gran capacidad de memoria

Con 8 posiciones de incubación interna

Compatible con lector de códigos de barras

Especificaciones

Método de análisis: cinético, punto final, dos puntos, longitud de onda dual, ABS

Fuente de luz: lámpara halógena, 6 V/10 W

Longitud de onda (en nm): 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630, 700

Rango de absorbancia: -0,3~4,0 Abs

Precisión de longitud de onda: ± 2 nm

Banda de espectro: ± 10 nm

Celda de flujo: celda de cuarzo de 10 mm, volumen de 32 μ L
Control de temperatura: temperatura ambiente, 37 °C ($\pm 0,1$ °C variable)
Muestreo Volumen: 100 μ L ~ 9999 μ L ajustable, recomendado: 500 μ L
Contaminación cruzada: $\leq 1,0$ %
Estabilidad: $\leq 0,005$ Abs/h
Memoria: hasta 300 elementos y 30 000 resultados de pruebas
Pantalla: pantalla táctil LCD grande
Impresora: impresora térmica incorporada
Interfaz: puerto paralelo (para impresora externa), RJ-45, 3USB, SDID, PS-2
Ambiente: temperatura ambiente: 10 °C ~ 32 °C; humedad: ≤ 40 % ~ 85 %
Alimentación: CA (110-220) V, 50 Hz
Dimensiones: 362,5 x 341 x 165 mm (largo x ancho x alto)

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.