

FICHA TÉCNICA

Veterinaria ECG máquina YSECG300V

Veterinaria ECG máquina YSECG300V

Introducción

El electrocardiógrafo de canal único YSECG300V puede imprimir onda ECG con impresión térmica system, prompt for “Lead off” and “Lack of paper”, Pantalla multi-language interface, record ECG waveform with Manual or auto-mode, which is very convenient for operation.

Función

Procesador de señal digital, obtiene una mejor calidad de onda ECG por las señales ECG filtrando a través de la

filtro de frecuencia de potencia, filtro de referencia y filtro EMG.

Sistema de salida: de rayos térmicos de alta resolución (8dots/mm), sin ningún ajuste.

Respuesta de frecuencia: Hasta 150Hz.

El dispositivo puede registrar la forma exacta de onda ECG y la anotación en tiempo real y

La anotación incluye: señal de plomo, sensibilidad, velocidad de papel, estado de filtro, etc.

Bajo modo automático, solo pulsa el botón una vez, el dispositivo completará el registro automáticamente, lo que mejora la eficiencia del trabajo.

Los idiomas de la interfaz de operación incluyen chino, inglés, francés, italiano, alemán, español y turco. Los idiomas de impresión incluyen chino, inglés, francés, italiano, alemán, español y Turco.

En el estado DC óptimo, el dispositivo puede soportar 7 horas, imprimir 4 horas continuamente y grabar 150

pedazos de forma de onda ECG.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.