

FICHA TÉCNICA

Bomba de jeringa eléctrica veterinaria YSZS-610V



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Especificaciones:

Modo de infusión

Inyección micro y continua

Syringes

5mL, 10mL, 20mL, 30mL, jeringas de 50/60mL

y autodefinido para la marca del cliente.

Dependencia de Tasas

(incluido el peso de la droga)

mL/h, mg/h, µg/h,

µg/kg/min, mg/kg/min, µg/kg/h, mg/kg/h.

Rango de tarifas de flujo

jeringa de 5 ml: 0,01-60mL/h

jeringa de 10mL: 0,01 ~ 300 mL/h

jeringa de 20mL: 0,01 ~ 400 mL/h

jeringa de 30mL: 0,01 ~ 600 mL/h

jeringa de 50mL: 0,01 ~ 1200 mL/h

Incremento

0,01 mL/h pasos (para ajustes de 0,01 a 99,99 mL/h); 1 mL/h pasos (para ajustes de 100 a 999 mL/h)

Límite de volumen

0.1~ 9999.9 mL y modo vacío disponible

Desviación de la tasa de flujo

$\leq \pm 2\%$

Tasa de Purge

5ml jeringa: 60mL/h

jeringa de 10mL: 300 mL/h

20mL jeringa: 400 mL/h

jeringa de 30mL: 600 mL/h

50mL jeringa: 1200 mL/h

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.