

FICHA TÉCNICA

Máquina de ECG única veterinaria YSECG100GV

Veterinaria Single ECG machine YSECG100GV

Introducción

El electrocardiógrafo de canal único YSECG100GV puede imprimir onda ECG con sistema de impresión térmica, impulso para “Descargar” y “Lack of paper”, interfaz de visualización multilingüe, grabar la onda ECG con Manual o automode, que es muy conveniente para la operación.

Función

Procesador de señal digital, obtiene una mejor calidad de onda ECG por señales ECG filtrando a través del filtro de frecuencia de potencia, filtro de referencia y filtro EMG.

Sistema de salida: matriz térmica de alta resolución (8dots/mm), sin ningún ajuste. Respuesta en frecuencia de registro: hasta 150Hz.

El dispositivo puede registrar la forma exacta de onda ECG y la anotación en tiempo real y continuamente. La anotación incluye: señal de plomo, sensibilidad, velocidad de papel, estado de filtro, etc.

Bajo modo automático, solo pulsa el botón una vez, el dispositivo completará el registro automáticamente, lo que mejora la eficiencia del trabajo.

Los idiomas de la interfaz de operación incluyen chino, inglés, francés, italiano, alemán, español y turco. Los idiomas de impresión incluyen chino, inglés, francés, italiano, alemán, español y turco.

En el estado DC óptimo, el dispositivo puede soportar 7 horas, imprimir 4 horas continuamente y grabar 150 piezas de forma de onda ECG.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.