

FICHA TÉCNICA

Wellmed Pro YSTE-CA10C 160t/h Analizador de coagulación sanguínea completamente automático

Wellmed Pro YSTE-CA10C 160t/h Analizador de Coagulación de Sangre Automática

YSTE-CA10i & YSTE-CA10C análisis de coagulación de sangre totalmente automatizada realiza pruebas por coagulación e método inmunoturbidimétrico, principalmente utilizado en la prueba de emergencia de clientes medianos a de alta gama, también satisface mejor la demanda de prueba automática de los pequeños clientes. El instrumento ha obtenido patente de invención nacional y la certificación CE de la Unión Europea, exportada a Italy, India, y Brasil y otros países con una ventaja única en casa y en el extranjero.

Método de prueba

Método de coagulación

Inmunoturbidimetría (opcional)

Artículo de prueba

APTT, TT, PT, FIB y factores de coagulación de sangre

Artículos especiales relacionados con la coagulación, por ejemplo, D-dimer y FDP (opcional)

Velocidad de prueba

100Ts/h

Capacidad de prueba automática y Manual de doble movimiento

Cuveta insuficiente y función de alarma reactiva

Posición de reagente inclinado

Posición de reactivos con función de refrigeración (opcional)

Sonda de muestreo con inducción de superficie líquida y función de calefacción constante

Visualización de la curva de coagulación de prueba dinámica

Función de FIB impulsada por PT

Función de calibración automática o Manual

Función de iluminación de trabajo LED

Función de ensayo de inserción prioritaria de la prueba de la lona y la función de emergencia

Resultado de prueba anormal alarma y función de retesta automática

función de alarma de desbordamiento de líquidos de limpieza insuficiente

Escaneo de fondo del método de coagulación óptica, eliminar ictericia, función de interferencia de fondo con alto contenido

Eficiente

Sistema de muestreo y pruebas automatizados omitió 20 procedimientos de operación de pruebas manuales para instrumentos semiautomáticos, lo que mejoró considerablemente la eficiencia de trabajo.

Completa

XL1000 no sólo tiene la función de cuatro elementos rutinarios de prueba de coagulación, sino también la función de pruebas de elementos especiales relacionados con la coagulación, por ejemplo D-dimer y FDP. proporciona datos de diagnóstico más completos para la clínica.El instrumento puede conectarse al sistema Lis, fácil de manejar.

Preciso

Los sistemas de muestreo y prueba automáticos completos podrían garantizar la consistencia y exactitud de los resultados de las pruebas de diferentes operaciones y eliminar los errores y riesgos médicos de las operaciones manuales.

Fiable

Posición de reactivos de inclinación con función de refrigeración y sistema de muestreo con calefacción constante de temperatura e inducción de superficie líquida,extienda el tiempo de uso de reactivos para evitar residuos y asegurar la precisión de los resultados de la prueba.

Modelo

YSTE-CA10i

YSTE-CA10C

Velocidad de prueba (Ts/h)

100

160

Sonda

1

1

Método de ensayo

Óptico

Optical,Inmunoturbidimetry

Sustrato cromogénico

Test Items

PT,APTT,FIB,TT,

APTT, PT, FIB,TT

D--dimer,FDP

Canales de prueba

4

4

Posición de muestra

5

6

Posición de responsabilidad

6

11(8+3)

Posición de responsabilidad extraíble

no

Sí.

Función de refrigeración

Sí.

Sí.

Posición de lavado

1

1

LED iluminación LED

Sí.

Alarma insuficiente para Cuvette,Reagentes,Detergente

Sí.

Alarma de desbordamiento para residuos líquidos

Sí.

LIS System

Sí.

peso

30KGS

Tamaño

53*47*42CM

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.