



Wellmed Pro | Wellview Universal Group

FICHA TÉCNICA

YSBIX-HS7-1 Simulato de inyección intramuscular de brazo superior electrónico

Características:

1. Este modelo es una mano letf simulada. Tiene características exteriores notables y estructura anatómica precisa. El entrenamiento de medición de presión arterial se puede ejecutar en este simulador.
 2. Medición de presión arterial en el brazo, la presión arterial se puede medir con el esfigmomanómetro real y el estetoscopio
 3. Proporciona el sonido de Korokoff Gap.
 4. La presión de contracción y la presión diastólica se pueden establecer individualmente antes de la práctica.
 5. El valor numérico de la presión de contracción y la presión diastólica se pueden establecer en cualquier valor.
 6. Valor de presura se indica por mm Hg.
 7. La precisión de ajuste puede ser tan baja como 1 mm Hg.
 8. El volumen auditivo es ajustable.
- En la práctica se utiliza un Monitor de 9.A.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.