

FICHA TÉCNICA

Oxímetro de pulso portátil veterinario YSPO100V

Oxímetro de pulso de mano de mano de YSPO100V

► Características

El óxido de pulso de palma YSPO110V es un dispositivo importante y común para comprobar la saturación de oxígeno (SpO2) y la tasa de pulso.

Característica

Conveniente

Aspecto compacto, más conveniente para llevar.

Sonda cambiable y opcional. Dos baterías AA 1.5V se pueden utilizar continuamente durante más de 14 horas, más protección ambiental y ahorro.

apagado cuando no se utiliza durante unos 10 segundos.

Tasa de Corazón de Descanso

Latidos cardíacos por minuto mientras que en el descanso dice mucho acerca de animal interno Niveles de salud. Es un indicador fuerte de riesgo animal para problemas cardíacos.

Nivel de oxígeno en la sangre

El animal requiere un equilibrio muy preciso de oxígeno en la sangre.

Para que el animal pueda realizar de forma óptima, los niveles de oxígeno en la sangre deben ser superior al 95%.

Bluetooth

Puede conectarse al teléfono o al pad a través de Bluetooth , y a través el análisis y preservación de datos APP.

Especificación

Sistema de operación

iOS; Android

SpO2

Alcance de detección: 35%-100%

Precisión: $\pm 2\%$ 80%-100%

$\pm 3\%$ 70%-79%

Tasa de pulso

Rage:25-250BPM

Precisión: ± 2 BPM

Resolución:1BPM

Bluetooth

Soporte tanto Bluetooth 3.0 como BLE 4.0

Tipo de batería

2 baterías alcalinas AA

Vida útil

Más de 10000 veces

Visualización

LCD

Tensión de trabajo

D.C. 2.32V~D.C.3.4V

Medio ambiente de operación

Temperatura: 5°C - 40°C

Humedad relativa: 15% - 80%

Presión atmosférica: 86Kpa - 106Kpa

Tamaño

150*90*26mm

Peso

116g±1g(No contatin baterías un Sensor)

Plazo de entrega

Producción masiva: unos 15 días (2000 piezas)

OEM: unos 25 días

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.