

FICHA TÉCNICA

Analizador de bioquímica y electrolitos de secado automático YSTE-BI50



Fotografía de referencia. Confirmar accesorios y configuración en la cotización.

Modelo	YSTE-BI50
Tipo de muestra	Plasma heparinizado, suero, sangre total heparinizada
Volumen de muestra	100-120 µL
Calibración	Calibración automática mediante código QR
Control de calidad	Sistema inteligente integrado de control de calidad
Tiempo de resultado	Aproximadamente 10 minutos
Principio de reacción	Colorimetría; turbidimetría por transmisión; turbidimetría por dispersión
Temperatura de reacción	37±0.1 °C
Temperatura de funcionamiento	15-30 °C
Humedad de funcionamiento	40-85%
Alimentación eléctrica	AC 100-240 V; 50-60 Hz
Fuente de luz	Lámpara de xenón
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
Capacidad de datos	≥50,000 resultados
Interfaz de salida	1 Ethernet; 2 puertos USB; compatible con LIS
Impresora	Impresora térmica integrada

Peso	4.3 kg
Dimensiones	257.2×138×355 mm

La portada coincide con el modelo exacto; se omiten opciones de paneles de ensayos.

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.