

FICHA TÉCNICA

Analizador automático de trombolastografía YSTEG8880 / Trombelastógrafo automático / Analizador automático de TEG

Analizador automático de trombolastografía YSTEG8880 / Trombelastógrafo automático / Analizador automático de TEG

Introducción

La trombolastografía (TEG) es un método para probar la eficiencia de la coagulación en la sangre. Ha sido ampliamente utilizado durante décadas en el mundo, TEG proporciona un medio efectivo y conveniente para monitorear la coagulación de la sangre total. Evalúa las propiedades elásticas de la sangre entera y proporciona una valoración global de la función hemostática.

Características

Rápido, preciso, conveniente e inteligente.

Evaluar el estado protrombótico prenatal y preparar el tratamiento imprescindible lo antes posible.

Evaluar la perspectiva general de la coagulación, detectar trastornos de la coagulación, determinar la función de la coagulación.

Orientar la transfusión de sangre individualizada y evitar la transfusión de componentes innecesarios.

Asistir en el momento de la cirugía cediaca, predecir la pérdida de sangre antes de la operación.

Supervisar la eficacia de las terapias antiplaquetarias y anticoagulantes.

Detecta los residuos de heparina, reduce el riesgo de sangrado.

Especificaciones

Nº de catálogo

YSTEG8880

Voltaje

220V±22V

Frecuencia

50Hz±1Hz

Potencia de entrada

120W

Tamaño

320mm*320mm*380mm

Peso

5,4 kg

Número de canales

2

Panamá | Centroamérica | Caribe | CARICOM

Información del catálogo autorizado. Confirmar configuración, accesorios y documentación en la cotización.

Traducción asistida: revisar la ficha del fabricante antes de comprar.